

F-6000

F-1000



F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000

F-6007 PTFEホモジナイザー

homogenizers

ホウケイ酸ガラス・PTFE®

- PTFEホモジナイザーは、手押棒ステンレス製で、先端は、PTFEでできています。
- 用途……粉碎混合して乳濁液をつくります。

F-6007 コードNo.	容量 ml	
-001	1	
-002	2	
-003	5	
-004	10	
-005	20	
-006	30	
-007	50	
-008	100	

F-6008 キャピラリーチューブ(融点測定用毛细管)

Capillary tubes

BC®

F-6008 コードNo.	製品番号	全長 %	外径 %	内径 %	入数	規格
-001	C-12	75 ± 0.5	1.55 ± 0.05	1.05 ± 0.05	200	基準油脂分析試験方
-002	C-13	80 ± 0.5			200	片封じ毛细管
-003	C-14	120 ± 0.5			200	日本薬局方
-004	C-15	120 ± 0.5			200	

※その他内径×肉厚×全長も御要望により種々取り扱って居ります。

F-6009 キャピラリーチューブ(一般毛细管)

Capillary tubes

BC®

標準寸法L-120%

F-6009 コードNo.	製品番号	外径 %	内径 %	全長 %	入数(本)
-001	C-0513	0.5	0.13	120	200
-002	C-0502	0.5	0.2	120	200
-003	C-0602	0.6	0.2	120	200
-004	C-0804	0.8	0.4	120	200
-027	C-0905	0.9	0.5	120	200
-005	C-1006	1.0	0.6	120	200
-006	C-1107	1.1	0.7	120	200
-007	C-1308	1.3	0.8	120	200
-008	C-1409	1.4	0.9	120	200
-009	C-1510	1.55	1.05	120	200
-010	C-1712	1.7	1.2	120	100
-012	C-2014	2.0	1.4	120	100
-013	C-2115	2.1	1.5	120	100
-030	C-2619	2.6	1.9	120	100
-015	C-2720	2.7	2.0	120	100
-016	C-2821	2.8	2.1	120	100
-031	C-3223	3.2	2.3	120	100

全長誤差±0.5 ※ 両端切断のまま

長尺物L-210%

F-6009 コードNo.	製品番号	外径 %	内径 %	全長 %	入数(本)
-018	C-051B	0.5	0.13	210	500
-019	C-052B	0.5	0.2	210	500
-020	C-062B	0.6	0.2	210	500
-021	C-084B	0.8	0.4	210	500
-028	C-095B	0.9	0.5	210	500
-022	C-106B	1.0	0.6	210	500

全長誤差±1.0% ※ 両端切断のまま
内径誤差±0.05%

長尺物L-300%

F-6009 コードNo.	製品番号	外径 %	内径 %	全長 %	入数(本)
-023	C-052L	0.5	0.2	300	500
-024	C-062L	0.6	0.2	300	500
-025	C-084L	0.8	0.4	300	500
-029	C-095L	0.9	0.5	300	500
-026	C-106L	1.0	0.6	300	500

全長誤差±1.0% ※ 両端切断のまま